

میکروسکوپ استریو دیجیتال مدل LCD-550



شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷

مشخصات فنی:

بزرگنمایی:	۱۰ تا ۸۵ برابر
صفحه نمایش:	LCD 8"
لنز شی ای:	زوم ۰/۶۵ تا ۵/۵ برابر
فاصله کاری:	112 mm
منبع نور بالا:	لامپ هالوژن 12v و 10w
منبع نور پایین:	لامپ هالوژن 12v و 10w

ویژگی ها:

- مشاهده تصاویر نمونه از روی صفحه نمایش
- قابلیت عکس برداری و فیلم برداری
- مناسب جهت آزمایشگاه ها، صنایع، دانشگاه ها و مراکز آموزشی
- بزرگنمایی پیوسته (زوم) ۱۰ تا ۸۵ برابر
- مجهز به منابع نور بالا و پایین

شرکت میکروتب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷