

سیستم عکسبرداری میکروسکوپ میکروبین

MB-2250

محصول آلمان



• اندازه پیکسل: ۴/۴ میکرومتر

• خروجی: USB

• اندازه سنسور: $\frac{1}{1.8}$ اینچ

• رزولوشن: ۲ مگاپیکسل




میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرمت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم
www.microteb.com info@microteb.com تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۶۰۳۷



قابلیت ها

- قابل نصب بر روی میکروسکوپ های سه چشمی
- عکسبرداری زمانبندی شده، جهت بررسی فرآیندهایی
- نظیر حرکت میکروارگانیسم ها، رشد باکتری ها و ...
- شمارش دستی اجزای نمونه
- اندازه گیری طول، مساحت، محیط و زاویه اجزای نمونه
- مقیاس گذاری (Scale bar)، رسم فلش و نوشتن بر روی تصویر
- ایجاد جدول از اندازه گیری ها جهت پردازش های آماری



..... توضیحات: