


# سیستم عکسبرداری میکروسکوپ

TUCSEN TCH-1.4ICE



• اندازه پیکسل: ۶/۴۵ میکرومتر

• خروجی: USB

• اندازه سنسور:  $\frac{2}{3}$  اینچ

• رزولوشن: ۱/۴ مگاپیکسل





**میکرو طب**

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرمت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم  
www.microteb.com      info@microteb.com      تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۶۰۳۷



## قابلیت ها

- مجهز به سیستم خنک کننده جهت تصویربرداری با وضوح بسیار بالا در نور فلورسنت ایده آل جهت Karyotype و FISH
- قابل نصب بر روی میکروسکوپ های سه چشمی
- شمارش دستی اجزای نمونه
- ترکیب اتوماتیک تصاویر فیلترهای مختلف فلورسنت
- عکسبرداری از نمونه هایی که بخشی از آن ها بسیار روشن و بخش دیگر بسیار تاریک است (HDR Imaging)
- ترکیب تصاویر جهت افزایش میدان دید (Image Stitching)
- ترکیب تصاویر جهت افزایش عمق فوکوس (Focus Stacking)
- اندازه گیری همزمان با مشاهده نمونه (Live Measurement)
- اندازه گیری طول، مساحت، محیط، زاویه اجزای نمونه و...
- مقیاس گذاری (Scale bar)، رسم فلش و نوشتن بر روی تصویر
- ایجاد جدول از اندازه گیری ها جهت پردازش های آماری



توضیحات: .....