

میکروسکوپ بیولوژی مدل BH-200



شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷

مشخصات فنی:

بزرگنمایی:	۴۰ تا ۱۰۰۰ برابر
لنز چشمی:	Wide field 10x
لنز شی ای (Infinity Plan):	4x, 10x, 40x, 100x (oil)
اندازه میز کار (Stage):	120 x 132 mm
منبع نور:	لامپ هالوژن 6v و 20w

ویژگی ها:

- مناسب جهت آزمایشگاه ها، مراکز دانشگاهی و آموزشی، کاربردهای شخصی
- قابلیت نصب هد سه چشم جهت اتصال به سیستم های عکس برداری میکروسکوپی
- قابلیت نصب منبع نور کهلر جهت تنظیم بهتر نور میکروسکوپ

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷