

# سیستم عکسبرداری میکروسکوپ

## TUCSEN ISH130 / ISH130 Pack



- اندازه سنسور:  $\frac{1}{3}$  اینچ
- رزولوشن: ۱/۳ مگاپیکسل
- خروجی: USB


میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرمت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم  
www.microteb.com    info@microteb.com    تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۶۰۳۷



## قابلیت ها

- قابل نصب بر روی میکروسکوپ های دو چشمی (ISH130Pack) و سه چشمی (ISH130)
- شمارش دستی اجزای نمونه
- ترکیب اتوماتیک تصاویر فیلترهای مختلف فلورسنت
- عکسبرداری از نمونه هایی که بخشی از آن ها بسیار روشن و بخش دیگر بسیار تاریک است (HDR Imaging)
- ترکیب تصاویر جهت افزایش میدان دید (Image Stitching)
- ترکیب تصاویر جهت افزایش عمق فوکوس (Focus Stacking)
- اندازه گیری همزمان با مشاهده نمونه (Live Measurement)
- اندازه گیری طول، مساحت، محیط، زاویه اجزای نمونه و...
- مقیاس گذاری (Scale bar)، رسم فلش و نوشتن بر روی تصویر
- ایجاد جدول از اندازه گیری ها جهت پردازش های آماری
- متعلقات ISH130 Pack: لنز 0.45x، لام مدرج میکرومتری



توضیحات: .....