


افزایش عمق فکوس

Focus Stacking




ترکیب فیلترهای فلورسنت

Fluorescence Filter Combination



افزایش میدان دید

Image Sticking



توضیحات:

جدول مقایسه سیستم های رایانرسوز میکروتب

مدل	قابلیت	ISH130	ISH130 Pack	ISH300	ISH300 Pack	CellPad	TrueChrome II	MB-1460	MB-2250	MB-2280	Progres C3	TCH-1.4ICE	Progres MF	Progres CF	Progres MF Cool	Progres CF Cool
	نصب بر روی میکروسکوپ سه چشم	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	نصب بر روی میکروسکوپ دو چشم		●		●	●										
	عکس برداری رنگی	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	عکس برداری سیاه و سفید	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	فیلم برداری	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	اندازه گیری	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scale Bar	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Export to Excel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	عکس برداری زمانبندی شده	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	شمارش دستی	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Live Measurement	●	●	●	●		●					●	●	●	●	●
	ترکیب فلورسنت	●	●	●	●		●					●	●	●	●	●
	HDR Imaging	●	●	●	●		●					●				
	Image Stching	●	●	●	●		●					●				
	Focus Stacking	●	●	●	●		●					●	●	●	●	●
	سیستم خنک کننده											●			●	●
	رزولوشن (مگاپیکسل)	1.3	1.3	3	3	2	HD	3.3	2	5	3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	اندازه سنسور	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2.7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1.8}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{1.8}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$

