

اسکنر لام میکروسکوپ

PathScan Enabler IV
plustek OpticLab H850



• خروجی: USB

• رزولوشن: ۱۰ مگاپیکسل (7200dpi)

میکرو طب


آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرمت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم
www.microteb.com info@microteb.com تلفن: ۰۲۱-۶۹۷۶۰۳۷



قابلیت ها

- عکسبرداری از تمام سطح لام با یک بار اسکن بدون نیاز به میکروسکوپ و دوربین و چسباندن تصاویر متعدد به یکدیگر، بدون محدودیت میدان دید
- راه اندازی و کاربری سریع و آسان
- تصویربرداری از تمام مقطع روی لام ظرف مدت چند ثانیه با بزرگنمایی برابر با لنز شیئی 5x میکروسکوپ
- مجهز به نرم افزار اندازه گیری
- حداکثر قطر میدان دیدی که در تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ و دوربین بدست می آید ۶ میلی متر خواهد بود، در حالی که این اسکنر کاربر خود را قادر می سازد از نمونه هایی به قطر ۳۶ میلی متر آن هم با نورپردازی و فکوسی یکسان تصویربرداری نماید.

مقایسه میدان دید میکرواسکنر H850 با میکروسکوپ و دوربین 30.91mm



میدان دید دوربین
لنز ۴x و فتوتیوب 0.5x

میدان دید میکروسکوپ
لنز ۴x و لنز چشمی 10x

plustek
OpticLab H850

توضیحات: