

سیستم عکسبرداری میکروسکوپ

JENOPTIK ProgRes C3

محصول آلمان



• اندازه پیکسل: ۳/۴۵ میکرومتر

• خروجی: USB, FireWier

• اندازه سنسور: $\frac{1}{1/8}$ اینچ

• رزولوشن: ۳/۲ مگاپیکسل



میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرمت شیرازی، پلاک ۶، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۶۰۳۷ | www.microteb.com | info@microteb.com



قابلیت ها

- قابل نصب بر روی میکروسکوپ های سه چشمی
- عکسبرداری زمانبندی شده، جهت بررسی فرآیندهایی نظیر حرکت میکروارگانیسم ها، رشد باکتری ها و ...
- ترکیب اتوماتیک تصاویر فیلترهای مختلف فلورسنت
- ترکیب تصاویر جهت افزایش عمق فوکوس (Focus Stacking)
- اندازه گیری همزمان با مشاهده نمونه (Live Measurement)
- اندازه گیری طول، مساحت، محیط، زاویه اجزای نمونه و ...
- مقیاس گذاری (Scale bar)، رسم فلش و نوشتن بر روی تصویر
- ایجاد جدول از اندازه گیری ها جهت پردازش های آماری



..... توضیحات: