

آداپتور نصب موبایل بر روی میکروسکوپ

TONTA DA-1 Smartphone Eyepiece adapter



• قابل نصب بر روی انواع میکروسکوپ

میکرو طب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرمت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم
www.microteb.com info@microteb.com تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۶۰۳۷



قابلیت ها

- کوچک، سبک و قابل حمل
- نصب آسان بر روی لنز چشمی انواع میکروسکوپ
- ابعاد آداپتور: $۱۷ \times ۱۱ \times ۶$ سانتی متر
- وزن آداپتور: ۱۷۵ گرم
- قطر خارجی لنز چشمی: ۳۰ تا ۶۰ میلی متر
- عرض تلفن همراه: ۵۵ تا ۸۸ میلی متر
- ضخامت تلفن همراه: ۵ تا ۱۵ میلی متر
- قابلیت تنظیم فاصله تلفن از لنز چشمی از ۵ تا ۲۸ میلی متر



توضیحات: